



Modelo	ESTACIÓN DOBLE
Referencia	11023

Características

Soporte de pared con dos botellas lavaojos PLUM de 500 ml, para aclarar los ojos en caso de contacto con polvo, partículas, suciedad, metales, astillas de la madera o químicos (como disolventes y aceite). No hay ningún peligro asociado con el correcto uso del producto.

Si ha estado en contacto con ácidos o bases, se recomienda que se enjuague el ojo con PH NEUTRO al menos durante 2 minutos. Tras ello continúe con la solución salina PLUM hasta que le vea un médico.

La base se acopla mediante tornillos. Apertura anatómica.

Para asegurarse que el producto permanece estéril, el sellado no debe estar roto antes de uso.

Temperatura de almacenamiento: 5 - 35 °C.

Líquido transparente, libre de perfume soluble en agua.

Toxicidad: no se describe toxicidad.

Caducidad: para botellas no abiertas, 3 años desde la fecha de fabricación.

USO: gire la tapa para romper el sello y abra la botella. Presione la botella ligeramente: que el líquido llegue a los ojos en un chorro suave.

Medidas: 290x228x80 mm.

Standards

Producto médico según la normativa 93/42/CEE

COMPOSICIÓN	Agua 99.1% + cloruro de sodio al 0,9%
DENSIDAD	Valor: 1002,5 kg/m3
PUNTO DE EBULLICIÓN	Valor: 100°C
PH	Valor: 5,0 - 7,0
UNIDAD DE EMBALAJE	1 ud (unidad mínima de venta)





CE

Model

DOUBLE STATION

Reference

11023

Features

Wall mount with two 500 ml PLUM eyewash bottles, to rinse the eyes in case of contact with dust, particles, dirt, metals, wood chips or chemicals (such as solvents and oil). There is no danger associated with the correct use of the product.

If you have been in contact with acids or bases, it is recommended that you rinse your eye with PH NEUTRAL for at least 2 minutes. After that, continue with PLUM saline until you see a doctor.

The base is attached by screws. Anatomical opening

To ensure that the product remains sterile, the seal must not be broken before use.

Storage temperature: 5 - 35 °C.

Transparent liquid, free of perfume soluble in water.

Toxicity: no toxicity described Shelf life: for unopened bottles, 3 years from the date of manufacture USE:

Twist the cap to break the seal and open the bottle.

Press the bottle lightly: let the liquid reach the eyes in a gentle stream.

Measurements: 290x228x80 mm.

Standards

Medical product according to regulation 93/42 / CEE

COMPOSITION

Water 99.1% + sodium chloride al 0,9%

DENSITY

Value: 1002,5 kg/m3

BOILING POINT

Value: 100°C

PH

Value: 5,0 - 7,0

PACKAGING

1 unit (minimum sales unit)



WWW.SAFETOP.NET

