



**Modelo** SOLUCIÓN SALINA

**Referencia** 11019 (botella 200 ml) / 11020 (botella 500 ml)

**Características**

Botella de solución salina con el 0,9% de cloruro sódico estéril para enjuague y limpieza de los ojos, para aclarar los ojos en caso de contacto con polvo, partículas, suciedad, metales, astillas de la madera o químicos (como disolventes y aceite). No hay ningún peligro asociado con el correcto uso del producto.

Se suministra en botella con aplicador que se adapta perfectamente a la cuenca del ojo.

Para asegurarse que el producto permanece estéril, el sellado no debe estar roto antes de uso.

Temperatura de almacenamiento: 5 - 35 °C.

Líquido transparente, libre de perfume soluble en agua.

Toxicidad: no se describe toxicidad.

Caducidad: para botellas no abiertas, 3 años desde la fecha de fabricación.

USO: gire la tapa para romper el sello y abra la botella. Presione la botella ligeramente: que el líquido llegue a los ojos en un chorro suave.

**Standards** Producto médico según la normativa 93/42/CEE

<b>COMPOSICIÓN</b>	Agua 99.1% + cloruro de sodio al 0,9%
<b>DENSIDAD</b>	Valor: 1002,5 kg/m3
<b>PUNTO DE EBULLICIÓN</b>	Valor: 100°C
<b>PH</b>	Valor: 5,0 - 7,0
<b>UNIDAD DE EMBALAJE</b>	11019 1 ud (unidad mínima de venta) / 10 uds (caja grande) 11020 1 ud (unidad mínima de venta) / 12 uds (caja grande)

