

# SAFETOP®

## PH NEUTRO 200 ml

Ref. 11712



### Características

Solución fosfato estéril de 4,9% que neutraliza rápidamente ácidos y álcalis, en envase de 200 ml. Es una solución estéril y eficaz que neutraliza y restablece rápidamente el nivel normal de pH del ojo de 7.4 en caso de producirse una contaminación por productos químicos.

Una intervención inmediata y eficaz es fundamental para limitar el alcance de las lesiones oculares provocadas por ácidos y álcalis. Las lesiones por quemaduras químicas son siempre graves, ya que se producen en un corto espacio de tiempo.

Con válvula reguladora de caudal y manguito ocular con tapa anti suciedad.

**EN 15154-4**

\*\* Vea los valores pH en la pág. 2

### Aplicaciones

Lavaojos exclusivo para accidentes con ácidos o bases.

Muy útil para trabajos que implican desplazamientos o para lugares donde no es posible instalar un lavaojos a la red

### Especificaciones técnicas

ENVASE	200 ml
TIEMPO DE LAVADO	2 min. aprox.
UNIDAD DE EMBALAJE	1 ud

[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

FOLLOW US

